

Utilização do inalador através da câmara expansora com válvulas e máscara

1. A utilização do inalador deve ser sempre feita com a câmara de expansora de pequenas dimensões.
2. Para crianças até os 3 anos de idade a utilização do inalador deverá ser feita via câmara expansora e máscara.
3. Abanar o inalador 5x intensamente e após retirar a tampa introduzir no orifício da câmara expansora.
4. Pressione a máscara com a câmara expansora na horizontal contra a cara da criança (que necessita de manter o tronco na vertical) e pressione no inalador. A máscara a ser utilizada deverá ser a mais pequena possível, somente deve cobrir a boca e o nariz da criança.
5. A criança deve respirar calmamente umas 10x.
6. Caso seja necessária mais uma dose lembre-se de voltar a abanar o inalador umas 5x.
7. Em caso de ser utilizado um inalador com cortisona, é evitar garguejar a boca, beber ou lavar os dentes. No caso da utilização da máscara, não passe a cara por água nem a limpe com qualquer tipo de panos húmidos.
8. Não se esqueça do ponto anterior caso tenha doses diárias de produtos com cortisona.