



## Laborauftrag T-SPOT TB®

(gamma-Interferon Tuberkulose Test)

### Auftraggeber / Arzt

Name:

Adresse:

Tel.Nr.:

Fax.Nr.:

### Patient

Name:

Vorname:

Geburtsdatum

Geschlecht: m  w

Strasse, Nummer:

PLZ, Ort:

Ambulant

Stationär

Krankenkasse:

Rechnung an:

Entnahmedatum und Zeit:

### Klinische Angaben

- TB Kontakt (Umgebungsuntersuchung)       vor Immunsuppression  
 Verdacht auf TB       Tuberkulinprobe (Mantoux)     pos     neg     fehlt

### Empfehlungen und Instruktionen für Blutentnahme, Lagerung und Versand

- Das Blut kann am Vortag (Mittwoch) frühestens ab 08.00 abgenommen werden und muss am Donnerstag bis spätestens um 12.00h im Labor sein.
- Erwachsene und Kinder  $\geq 10$  Jahre: 7.5ml Nativblut in ein Lithium-Heparinröhrchen **ohne Glasgranulat** entnehmen.  
Kinder 2-9 Jahre: 7.5 ml Heparinröhrchen **ohne Glasgranulat** zur Hälfte füllen  
Kinder 0-2 Jahre: 7.5 ml Heparinröhrchen **ohne Glasgranulat** mit 2 ml Blut füllen
- Nicht stark stauen und eine dicke Nadel ( $\leq 21G$ ) verwenden.
- Das Röhrchen exakt füllen.
- Röhrchen zur Mischung des Blutes **sofort 8-10 Mal sorgfältig kippen**.
- Datum und Uhrzeit der Entnahme auf dem Röhrchen und auf dem Auftragsformular notieren.
- Sofortiger Versand ins Labor (externe Post: Express)
- Aufbewahrung bei Zimmertemperatur (18-22°C), nicht zentrifugieren, kühlen oder gefrieren.
- Die Analysen werden, ausser vor Fest- und Feiertagen, jeden **Donnerstag** durchgeführt.
- Dauer der Analyse: 2 Tage
- Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne unter der Tel. Nr. 052 266 46 66 zur Verfügung.